

# Osmobiotic

Fermenti lattici

FLORA

BABY



## DENOMINAZIONE

### Osmobiotic Flora BABY

Osmobiotic Flora Baby è un integratore alimentare a base di fermenti lattici.

#### INGREDIENTI

Olio di mais; agente di carica: maltodestrina; ceppi microincapsulati\*: **Bifidobacterium breve BR03 (DSM 16604) 250 milioni per dose, Lactobacillus casei LC03 (DSM 27537) 250 milioni per dose.**

#### CONFEZIONE

Sospensione oleosa con contagocce.



#### MODO D'USO

Adatto ai lattanti al di sopra del 1° mese. 5 gocce al giorno in un'unica assunzione per 15 giorni.

Agitare il flacone prima dell'uso. Dosare le gocce in un cucchiaino adatto all'età del bambino o mescolarle con cibo freddo o tiepido. Non inserire il contagocce direttamente nella bocca del bambino. Ripetere se necessario.

#### AVVERTENZE

Osmobiotic Flora Baby non sostituisce uno stile di vita sano e una dieta varia ed equilibrata.

**Non superare la dose giornaliera raccomandata.**

**Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.**


## INTEGRATORE ALIMENTARE

I Laboratoires BOIRON propongono **OSMOBIOTIC Flora** una formula che associa fermenti lattici rigorosamente selezionati e documentati.




## TECNOLOGIA DI MICROINCAPSULAZIONE

I ceppi probiotici sono microincapsulati singolarmente\* con una tecnologia brevettata che li protegge dall'acidità gastrica e conferisce loro una resistenza maggiore rispetto ai ceppi non microincapsulati. Di conseguenza, un maggior numero di ceppi vivi raggiunge l'intestino.



Ogni ceppo è rivestito da uno strato lipidico che lo protegge dall'acidità gastrica.



Questa microincapsulazione permette ai ceppi di arrivare vivi in numero maggiore nell'intestino.

Fonte: Probiotical



## BREVETTATO SENZA ALLERGENI\*\*

I probiotici **Osmobiotic Flora** sono formulati senza allergeni (tecnologia brevettata da Probiotical S.p.A.).

\*L'utilizzo di ceppi probiotici microincapsulati rende indispensabile l'applicazione del metodo analitico specifico «Conta delle cellule viventi mediante citometria a flusso», una variante convalidata del metodo ufficiale ISO19344:2015 per la conta delle cellule vitali. Ulteriori informazioni sono disponibili presso Probiotical S.p.A.

\*\*In particolare sono attestati privi di allergeni secondo brevetto Probiotical S.p.A., ossia privi di tutti gli allergeni elencati in All. II del Reg. UE 1169/2011 ed i prodotti derivati, che sono cereali contenenti glutine, vale a dire: grano (tra cui farro e grano khorasan), segale, orzo, avena o i loro ceppi ibridati, crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte (incluso lattosio), frutta a guscio, sesamo, senape, semi di sesamo, anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO<sub>2</sub> totale, lupini, molluschi.

Prodotto da:  
**Probiotical S.p.A.**  
Via E. Mattei, 3 - 28100 Novara

**BOIRON**  
2 avenue de l'Ouest Lyonnais  
69510 Messimy - France

Distribuito da:  
**BOIRON**  
Via Uberto Visconti di Modrone, 33 - 20122 Milano



www.boiron.it

Servizio Informazioni Boiron numero verde 800-032203

Materiale riservato ai Sigg. Medici e Farmacisti